

Kontaktlinsen

Natürlich – bequem – sicher, dank professioneller Anpassung und Kontrolle



Kontaktlinsen heute

Tragekomfort und Augensicherheit

Das hochempfindliche und leistungsfähige menschliche Auge ist ein Wunder der Natur. Zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten werden Kontaktlinsen weltweit von Millionen Menschen genutzt.



Die rasante technische Entwicklung ermöglicht die Gestaltung hochpräziser Kontaktlinsenformen mit immer besseren physiologischen Eigenschaften und sehr hohem Tragekomfort. Die moderne Kontaktlinsentechnologie kann heute für praktisch alle Sehfehler die unsichtbare Sehhilfe bereitstellen.

Sehgenuss ohne Risiko

Der leichte Zugriff auf medizinische Produkte über das Internet lässt viele Kontaktlinsenträger einfach vergessen, dass Augen auf unnatürliche Einflüsse von aussen hochempfindlich reagieren können. Die Freude über die neue Leichtigkeit beim Sehen soll langfristig anhalten. Bei sachgemässer Handhabung und regelmässiger Nachkontrolle bleibt das Tragen von Kontaktlinsen auch langfristig risikolos. Als Experten für Kontakt-Optometrie engagieren wir uns für höchsten Tragekomfort und lebenslanges gutes Sehen.

Kontaktlinsen und Fehlsichtigkeit

Grundsätzlich korrigieren Kontaktlinsen die Fehlsichtigkeit eines Auges mindestens gleich gut oder besser als eine Brille. Je höher die Brillenkorrektur, umso grösser sind die optischen und ästhetischen Vorteile von Kontaktlinsen. Dank Kontaktlinsen erscheinen Ihre Persönlichkeit und Ihr Aussehen natürlich, und die Augen behalten ihre Ausdruckskraft.

Fast jede Fehlsichtigkeit, unabhängig von ihrem Ausmass, kann mit Kontaktlinsen korrigiert werden. Auch Hornhautverkrümmungen sind kein Hindernis, sich für Kontaktlinsen zu entscheiden. Einzig bei relevanter Winkelfehlsichtigkeit (verstecktes Schielen) muss eventuell auf eine zusätzliche Brille zurückgegriffen werden.

1. Kontaktlinsen bei Kurzsichtigkeit: Je nach Stärke und Abstand der Gläser wird mit einer Brille die Umgebung etwas verkleinert wahrgenommen. Mit Kontaktlinsen erscheint das Bild normal und das Gesichtsfeld ist grösser.

2. Kontaktlinsen bei Weitsichtigkeit: Auch für Weitsichtige sind Kontaktlinsen hervorragend geeignet. Das Gesichtsfeld bleibt auch bei höheren Dioptriewerten ohne Einschränkung. Die Wahrnehmung ist natürlich und ohne Vergrösserungseffekt.

3. Kontaktlinsen bei Hornhautverkrümmung und Alterssichtigkeit: Auch diese Sehfehler sind für Kontaktlinsen kein Hindernis. Individuell angepasste Kontaktlinsen lösen auch diese Aufgaben. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an uns – unsere Fachleute geben gerne Auskunft.

Die Anpassung

Führende Kontaktlinsen-Spezialisten mit höherer Fachausbildung empfehlen einen mehrstufigen Anpassablauf. Dies ermöglicht es, die individuellen Ansprüche und Einflussfaktoren umfassend einzubeziehen – dazu gehören Lebensgewohnheiten, berufliche Tätigkeit, Freizeitaktivitäten und Umwelteinflüsse. Auch bei modernster instrumenteller Ausrüstung ist dabei die grosse Erfahrung des Spezialisten unabdingbar. Abhängig von der Fehlsichtigkeit, der Beschaffenheit der Augen und vom Umfeld des Kontaktlinsenträgers entscheidet der Anpasser, welcher Kontaktlinsentyp zu empfehlen ist.

Ablauf einer Anpassung

Zeitspanne	Dienstleistung	Aufwand
1. Tag	Bedarfsabklärung*, Vermessung*, Anpassung*, Probetragen*	60 bis 90 Min.
1. Tag nach 2 bis 4 Std.	Nachkontrolle*	15 bis 20 Min.
innerhalb 2 Wochen	Handhabungsunterweisung*, Abgabe*	30 bis 60 Min.
nach weiteren 2 Wochen	Nachkontrolle*, wenn nötig Änderung	15 bis 20 Min.
nach weiteren 2 bis 4 Wo.	Nachkontrolle	15 bis 20 Min.
nach 2 bis 4 Monaten	Nachkontrolle	15 bis 20 Min.
alle 6 bis 12 Monate	Nachkontrolle	15 bis 20 Min.

Neben den in der Anpassung enthaltenen Dienstleistungen (*Easy-Fit) ist eine Probezeit von vier Wochen inbegriffen. Bei Unverträglichkeit während der Probezeit werden die Kontaktlinsen sofern möglich gegen andere ausgetauscht. Oder die Kontaktlinsen können gegen Verrechnung eines Unkostenbeitrages zurückgegeben werden. Der Mehraufwand bei Änderungen und die weiteren Nachkontrollen werden zusätzlich verrechnet.

Die Angewöhnung: Nach der Anpassung folgt die Zeit der Angewöhnung. Erst danach kann über die weitere Anwendung der Kontaktlinsen entschieden werden.

Die Pflege: Nebst der optimalen Anpassung ist die regelmässige Pflege der Kontaktlinsen zentral für eine langfristig gute Verträglichkeit. Nach dem Tragen werden diese gereinigt und desinfiziert. Die heutigen Pflegemittel sind wirkungsvoll und einfach anzuwenden.

Weiche Kontaktlinsen

Bestehen aus einem schwammähnlichen Kunststoff (Hydrogel) – nehmen Tränenflüssigkeit auf – sind etwas grösser als die Hornhaut und anschmiegsam – deshalb hohe Spontanverträglichkeit – kaum Verlustrisiko – für fast alle Sportarten geeignet.



Weiche Ein-Tageslinsen: Jeden Tag neue Kontaktlinsen – keine Pflegemittel notwendig – nicht für alle Korrekturen geeignet – besonders günstig bei sporadischer Anwendung.

Weiche 14-Tages-/Monatslinsen: 14-täglich bzw. monatlich neue Kontaktlinsen – geregelter Austausch – immer Reservelinsen – besonders günstig bei täglicher Anwendung – einfache Pflege – nicht für alle Korrekturen geeignet.

Weiche 14-Tages-/Monatslinsen für Tag und Nacht: Bestehen aus Hydrogel und Silikon – sehr hohe Sauerstoffdurchlässigkeit – bis zu einem Monat Tag und Nacht ununterbrochen anwendbar – genaue Verträglichkeitsabklärung wichtig – für Hornhautverkrümmung nur bedingt geeignet.

Weiche Jahreslinsen: Grösste Vielfalt von Möglichkeiten – für fast alle Korrekturen geeignet – brauchen etwas mehr Pflege und sorgsamem Umgang – Haltbarkeit 1 bis 2 Jahre.

Weiche, farbige Kontaktlinsen: Verändern die Augenfarbe in jede gewünschte Farbrichtung – von feinen Nuancierungen der natürlichen Grundfarbe bis zu einer total anderen Augenfarbe – als Austauschlinsen und Jahreslinsen erhältlich.

Flexible, halbharte Kontaktlinsen

Bestehen aus festem Kunststoff – etwas grösser als die Pupille – grosse Varianten-Vielfalt – gut geeignet bei Hornhautverkrümmung – brauchen etwas längere Angewöhnung – leicht erhöhtes Verlustrisiko vor allem beim Sport – Haltbarkeit 1 bis 4 Jahre – einfachste Pflege.

Multifokale Kontaktlinsen

Im Verlaufe des Lebens verhärtet sich die Augenlinse. Deshalb ist die Scharfeinstellung im Nahbereich nach dem 40. Lebensjahr erschwert und es wird immer schwieriger, in der Nähe scharf zu sehen. Dank flexiblen und weichen Kontaktlinsen mit multifokalem Aufbau können Personen mit Nahsichtproblemen sowohl in die Ferne als auch in die Nähe deutlich sehen.

Die Nachbetreuung

Nachkontrolle: Besonders wichtig! Mit der Nachkontrolle wird der Sitz und Zustand der Kontaktlinsen sowie das Augengewebe überprüft. Dabei werden Probleme frühzeitig aufgedeckt und Gegenmassnahmen eingeleitet. Wir empfehlen periodische Nachkontrollen. Am Anfang öfter, später alle 6 bis 12 Monate, je nach Kontaktlinsen-Nutzung. Dies ermöglicht eine optimale Beratung und eine gute Langzeitverträglichkeit – Ihren Augen zuliebe.

Service-Abonnement: Das Service-Abonnement bietet folgende Vorteile:

- stark reduzierter Preis für Ersatzlinsen
- reduzierter Preis für Dienstleistungen
- eine Routinekontrolle inbegriffen

Das Comfort-Lens System für optimalen Tragekomfort und Augensicherheit beinhaltet neben zwei Nachkontrollen alle Austauschlinsen (ohne Ein-Tageslinsen) für ein Jahr. Das System bietet folgende Vorteile:

- Routinekontrolle alle sechs Monate
- neue Kontaktlinsen alle sechs Monate
- stark reduzierter Kontaktlinsenpreis
- Reservelinsen immer griffbereit

Tragekomfort und Augensicherheit

Kontaktlinsen und Augen bilden eine intime Einheit. Damit daraus eine glückliche Dauerbeziehung entstehen kann, betreuen wir Sie mit Experten-Knowhow und Dienstleistungen auf höchstem Niveau. Unsere langjährig ausgebildeten Optometristen garantieren Ihnen dabei fachliche Unterstützung, von der ersten Abklärung, über Augenvermessung und Anpassung, bis hin zur langfristigen Nachbetreuung für optimalen Tragekomfort. Damit Sie beim Tragen Ihrer Kontaktlinsen immer sicher sein können, dass es auch Ihren Augen rundum gut geht.



AARAU BRILLEN-TROTTER AG | **BIEL/BIENNE** SPÖRRI OPTIK AG | **CHUR** STADELMAIER OPTIK AG | **DOMAT/EMS** STADELMAIER OPTIK AG | **GOSSAU/SG** KÜLLING OPTIK AG | **LUZERN** KOST+BRECHBÜHL AG | **SARNEN** OPTIK OTT UND HOCH OPTIK | **ST.GALLEN** KÜLLING OPTIK AG | **ST.MORITZ** OPTIK WAGNER | **THISIS** STADELMAIER OPTIK AG | **ZÜRICH** BERLING OPTIK AG | **WWW.VISUS.CH**